

Zugapparate

Zugapparat ProLine Vertikal (Wandmodell) – Art. Nr. 10011261

Zugapparat ProLine Vertikal (Standmodell) – Art. Nr. 10011261 +
10011613

- Eingestellte Gewichtskraft entspricht der wirkenden Kraft am Seilaustritt
- Laufruhig und geräuscharm durch Verwendung hochwertiger Umlenkrollen
- Inklusive Latissimusbügel

GEWICHTSBESTÜCKUNG: 65 kg mit 5 x 3 kg / 10 x 5 kg

GERÄTEABMESSUNG WANDMODELL: L x B x T / 223 cm x 30 cm x 28 cm

GERÄTEABMESSUNG STANDMODELL: L x B x T / 223 cm x 160 cm x 120 cm

GESAMTGEWICHT: ca. 85 kg

OPTIONALE GEWICHTSBESTÜCKUNG: 80 kg mit 5 x 3 kg / 13 x 5 kg

Zugapparat ProLine Reaktiv (Wandmodell) – Art. Nr. 10011260

Zugapparat ProLine Reaktiv (Standmodell) – Art. Nr. 10011260 +
10011613

- Flaschenzug mit 3-fach Untersezung für Explosivkrafttraining
- Beide Seilaustritte sind 3-dimensional beweglich
- Inklusive zwei Handgriffen

GEWICHTSBESTÜCKUNG: 65 kg mit 5 x 3 kg / 10 x 5 kg

GERÄTEABMESSUNG WANDMODELL: L x B x T / 223 cm x 30 cm x 28 cm

GERÄTEABMESSUNG STANDMODELL: L x B x T / 223 cm x 160 cm x 120 cm

GESAMTGEWICHT: ca. 85 kg

OPTIONALE GEWICHTSBESTÜCKUNG: 80 kg mit 5 x 3 kg / 13 x 5 kg

PROLINE



Abb. zeigt Zugapparat ProLine Vertikal
als Wandmodell



Abb. zeigt Zugapparat ProLine Reaktiv
als Standmodell

Montagevoraussetzung für Wandmodell (Reaktiv & Vertikal): Massive Beton- oder Mauerwand!
Lieferung ohne Befestigungsmaterial. **Zubehör siehe Seite 28-29**

Wandschiene


Art.-Nr. 10012146

- Verschiebevorrichtung zur Wandbefestigung mit zwei Zugapparaten ProLine
- Freie Positionierung der Zugapparate auf eine Länge von 250 cm
- Leichtes Ent- und Verriegeln durch Klemmhebel

GEWICHTSBESTÜCKUNG pro Zugapparat: 65 kg mit 5 x 3 kg, 10 x 5 kg

GERÄTEABMESSUNG: L x B x H / 50 cm x 250 cm x 225 cm


GESAMTGEWICHT: 220 kg



Stufenlose Verstellung nach Ihren Bedürfnissen möglich



Höhenverstellbare
T-Haltestange
Art.-Nr. 10008663



Einsteckgalgen (nicht für
Zugapparat ProLine
Vertikal) Art.-Nr. 10000095



Latissimusbügel
(gummierte Handgriffe)
Art.-Nr. für Vertikal 10002432
Art.-Nr. für Reaktiv 10014544




Montagevoraussetzung für Wandmodell
 Massive Beton- oder Mauerwand! Lieferung ohne Befestigungsmaterial.



Hand-/Fußmanschette (Paar)
 Art.-Nr. 10013629



Gepolsterte
 Leder-Fußmanschette
 45 cm - Art.-Nr. 10013690



Gepolsterte
 Leder-Fußmanschette
 68 cm - Art.-Nr. 10013702